

毛細血管観察装置「AF マイクロスコープ」の接続イメージ

倍率：250 倍(350 万画素)




パソコン：Windows8/10/11(Mac 不可)
アンドロイド系のスマホに対応(iPhone 不可)
アンドロイド系タブレットに関しては一部
対応可能 (iPad 不可)

(対応機種についてはお問い合わせ下さい)
※パソコンは Windows10 がオススメです。



USB



※専用ソフト (アプリ) をサイトから
ダウンロードしてインストールしてください。

専用アタッチメント (3 種) のご紹介



● 血流アタッチメント

血流を観察する場合に使用します。
先端部が指の湾曲にフィットする
形状になっております。(250 倍)



● 標準アタッチメント

お肌や頭皮・毛穴及び毛髪を観察
する場合に使用します。
(各倍率で使用)



● 奥用アタッチメント

耳の穴・鼻の穴、まつ毛や頭皮、
その他細部を観察する場合に使用
します。(100 倍)

◆ テレビ画面でも観察できます ◆



HDMI 搭載のテレビ

【セット内容】

